

208*109*60mm



RĘKAWICE LATEKSOWE



rozmiar / size
(S) 7 - 9,5



LATEX GLOVES



- / Nesterilní / Nesterilné / Niesterylne / Non-sterile
- / Přírodní latex / Přírodný latex / Latex naturalny / Natural latex
- / Jednorázové / Jednorazové / Jednorazowe / Disposable
- / Vyšetřovací / Vyšetřovacie / Do badań lekarskich / Examination
- / Lehce pudřené / Zľahka pudrované / Lekko pudrowane / Slightly powdered
- / Obouruké / Obojručné / Oburęczne / Ambidextrous
- / Jen pro minimální rizika / Len pre minimálne riziká / Tylko dla ryzyka minimalnego / Minimum safety risk only

100
kusů / kusov
sztuk / pieces

EN 420:2003+A1:2009
EN 455-1/2/3



AQL ≤ 1.5

Dowaga / Dowaga / Importer / Importer
CANUS SAFETY s.c. Právník 2007/03, Modřice, 193 001, Praha 9,
Czech Republic
www.canis.cz

Výrobce / Výrobce / Producent / Manufacturer:
P. Hlava, Látka, J. Kopa, Dopr. Kín 35, Depak 19415 - Modřice
www.canis.cz

Mediell GmbH Borkstrasse 10, 48153 Münster, Germany



CS

Informace pro uživatele

Vyhovuje požadavkům Nařízení (EU) 2016/425. Jsou v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích (třída I).

Návod k použití:

Tyto rukavice jsou vyrobeny z vysoce kvalitního latexu. Jsou určeny jen pro minimální rizika. Poskytují ochranu ruk před neagresivními nečistotami - čistícími prostředky se slabým působením a snadno zrušitelným účinkem (rukavice zajišťují ochranu před zředěnými saponátovými roztoky atd.) Rukavice pro lékařské vyšetření, nesterilní, zdravotnický prostředek třídy I, EN 455-1/2/3. Rukavice nasazujte na čisté a suché ruce.

Upozornění:

Materiál rukavic je poškozován petrolejem, minerálními oleji, tuky a organickými rozpouštědly. Rukavice jsou vyrobeny z přírodního latexu, který může vyvolat alergické reakce včetně anafylaktického šoku. Při podráždění kůže nebo alergické reakci rukavice dále nepoužívejte a vyhledejte lékaře. Nepoužívejte poškozené rukavice. Nepoužívejte pro manipulaci s ostrými předměty, plamenem či horkými nebo zahřátými předměty. Rukavice nechrání před chemickými, biologickými, mechanickými a jinými riziky! Rukavice jsou lehce pudřené.

Tyto rukavice nemají plně kryté zápěstí. Skladujte v suchých a dobře větráných místnostech. Přílišná vlhkost vzduchu, teplota nebo intenzivní světlo mohou ovlivnit kvalitu rukavic. Za takto vzniklá poškození dodavatel neručí. Životnost, přeprava: životnost rukavic závisí na podmínkách skladování. Při dodržení podmínek skladování a přepravy je životnost stanovena na 5 roků, měsíc/rok výroby a expirace je vyznačen na krabici. Přepravujte v původním balení. Likvidujte dle příslušných zákonů o odpadu. Prohlášení o shodě naleznete zde: www.canis.cz, u jednotlivých výrobků v listě - „Dokumenty“.

SK

Informácie pre používateľa

Vyhovuje požiadavkám Nariadenia (EÚ) 2016/425. Sú v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych prostriedkoch (trieda I).

Návod na použitie:

Tieto rukavice sú vyrobené z vysoko kvalitného latexu. Sú určené len pre minimálne riziká. Poskytujú ochranu rúk pred neagresívnymi nečistotami - čistiacimi prostriedkami so slabým neagresívnym účinkom (rukavice zaisťujú ochranu pred zriedenými saponátovými roztokmi, atď.) Rukavice na lekárske vyšetrenia, nesterilné, zdravotnícky prostriedok triedy I, EN 455-1/2/3. Nasadzujte ich na čisté a suché ruky.

Upozornenie:

Materiál rukavíc je poškodzovaný petrolejom, minerálnymi olejmi, tukmi a organickými rozpúšťadlami. Rukavice sú vyrobené z prírodného latexu, ktorý môže vyvolať alergické reakcie vrátane anafylaktickej reakcie. Pri podráždení pokožky alebo alergickej reakcii rukavice ďalej nepoužívajte a vyhľadajte lekára. Nepoužívajte poškodené rukavice. Nepoužívajte na manipuláciu s ostrými predmetmi, plameňom či horúcimi alebo zahriatymi predmetmi. Nechránia pred chemickými, biologickými, mechanickými a inými rizikami! Rukavice sú ľahko pudrované.

Tieto rukavice nemajú plne kryté zápästie. Skladujte v suchých a dobre vetraných miestnostiach. Prílišná vlhkosť vzduchu, teplota alebo intenzívne svetlo môžu ovplyvniť kvalitu rukavíc. Za takto vzniknuté poškodenia dodávateľ neručí. Životnosť, preprava: životnosť rukavíc závisí od podmienok skladovania. Pri dodržaní podmienok skladovania a prepravy je životnosť stanovená na 5 rokov, mesiac/rok výroby a expirácia sú vyznačené na krabici. Prepravujte v pôvodnom balení. Likvidujte podľa príslušných zákonov o odpade. Vyhlásenie o zhode nájdete tu: www.canis.cz, u jednotlivých výrobkov v liste - "Dokumenty".

PL

Informacje dla użytkownika

Spełnia wymagania Rozporządzenia (EU) 2016/425. Jest zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/745 o wyrobach medycznych (klasa I).

Instrukcja zastosowania: Niniejsze rękawice są wyprodukowane z wysokiej jakości lateksu. Są przeznaczone do stosowania jedynie w warunkach minimalnego ryzyka. Chronią ręce przed nieagresywnymi nieczystościami - środkami czyszczącymi ze słabym działaniem i łatwo usuwalnym skutkiem (rękawice zapewniają ochronę przed rozcieńczonymi roztworami środków piorących itp.) Rękawice do badań lekarskich, niesterylne, wyrób medyczny klasy I, EN 455-1/2/3. Zakładaj rękawice na czyste i suche ręce.

Uwaga: Materiał rękawic jest niszczony przez naftę, oleje mineralne, tłuszcze i rozpuszczalniki organiczne. Rękawice wykonane są z naturalnego lateksu, który może powodować reakcje alergiczne, włącznie reakcją anafilaktyczną. W przypadku podrażnienia skóry lub reakcji alergicznej nie należy używać rękawic i zasięgnąć porady lekarza. Nie używamy uszkodzonych rękawic. Nie używamy ich do manipulacji z ostrymi przedmiotami, płomieniem lub gorącymi albo podgrzаныmi przedmiotami. Rękawice nie chronią przed zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi, mechanicznymi i innymi! Rękawice są lekko pudrowane. Niniejsze rękawice nie mają w całości zakrytego nadgarstka. Przechowywać w suchych i dobrze wietrzonych pomieszczeniach. Nadmierna wilgotność powietrza, wysoka temperatura lub intensywne światło mogą wpłynąć na jakość rękawic. Za powstanie w ten sposób uszkodzenia dostawca nie ponosi odpowiedzialności. Żywotność, transport: zależy od warunków składowania. Przy przestrzeganiu warunków składowania i transportu, ich żywotność jest określona na 5 lat, miesiąc/rok produkcji i termin ważności są zaznaczone na pudełku. Przewozić się je w oryginalnym opakowaniu. Utylizować zgodnie z odpowiednimi przepisami o odpadach. Deklarację zgodności można znaleźć tutaj: www.canis.cz, dla poszczególnych wyrobów są w zakładce „Dokumenty“.

EN

User informations

Complies with the requirements of Regulation (EU) 2016/425. They are in compliance with the Regulation (EU) 2017/745 concerning medical devices (class I).

Instructions for use:

The gloves are made of high-quality latex. The gloves are designed for minimum safety risk. The gloves provide protection of hands against non-aggressive dirt - weak detergents with easily rectifiable impact (the gloves provide protection against diluted detergents etc.). The gloves are intended for medical examination; they are a non-sterile medical item, class I, EN 455-1/2/3. Put the gloves on dry and clean hands.

Please note:

The material of gloves may be damaged by kerosene, mineral oils, fats or organic solvents. The gloves are made of natural latex, which may cause an allergic reaction, including anaphylactic shock. If skin irritation or allergic reaction do not use gloves and contact your doctor immediately. Do not use damaged gloves. Do not use the gloves for handling sharp objects, flames or hot or heated objects. The gloves do not protect against chemical, biological, mechanical, or other risks! A little powder is applied on the gloves. The gloves do not provide full coverage of wrists. Storing: They should be kept in a dry and well ventilated room. Excessive humidity, temperature, or intensive light may influence quality of gloves. The supplier doesn't provide warranty for such damage. Expiration life and transport: The shelf life is set at 5 years, provided the storage and transport conditions are observed. The month/year of production and expiration is marked on the box. Transport the product in the original packaging. The gloves should be disposed of in accordance with the Waste act. The Declaration of Conformity can be found here: www.canis.cz; for individual products, in the bar "Downloads".

208*109*60mm



107



BERT

3520 002 100 08



AQL ≤ 1.5



Dovozce / Dovoze / Importer / Importer
CANIS SAFETY a.s. Poušeborská 260/59, Hloubětín, 198 00, Praha 9,
Czech Republic
www.canis.cz

Výrobce / Výrobce / Producent / Manufacturer:
PT Arista Latindo, Jl. Raya Bogor Km 36, Depok 16415 - Indonesia



EC	REP	ModWet GmbH Borkstrasse 10 48163 Münster Germany
----	-----	--

EC	REP
----	-----



LATEXOVÉ RUKAVICE



Informace pro uživatele **QDP KATEGORIE I**
Vyhoví požadavkům **Nařízení (EU) 2016/425**. Jsou v souladu s **Návrhem Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích (třída I)**.
Návod k použití:
Tuto rukavice jsou vyrobeny z vysoce kvalitního latexu. Jsou určeny jen pro minimální rizika. Poskytují ochranu rukou před negresivními nečistotami – čistícími prostředky se slabým působením a snadno zrušitelnými účinkem [rukavice poskytují ochranu před zředěnými saponátovými roztoky atd.] Rukavice pro lékařské využití, nesterilní, zdravotnický prostředek třídy I, EN 455-1/2/3. Rukavice nasazujete na čisté a suché ruce.
Upozornění:
Materiál rukavice je poškozován roztoky, minerálními oleji, tuky a organickými rozpouštědly. Rukavice jsou vyrobeny z přírodního latexu, který může vyvolat alergické reakce včetně dermatofytického šoku. Při používání kůže nealergické reakce rukavice dale nepoužívejte a vyhledejte lékaře. Nepoužívejte poškozené rukavice. Nepoužívejte pro manipulaci s ostrými předměty, plamenem či horkými nebo zahřátými předměty. Rukavice nechrání před chemickými, biologickými, mechanickými a jinými riziky. Rukavice jsou lehké pudrové. Tuto rukavice nemají plné krycí zápal. Skládá se v suchota a dobře větrávané místnosti. Přílišná vlhkost vzduchu, zejména nebo intenzivní světlo mohou ovlivnit kvalitu rukavice. Za takto vzniklá poškození dodavatel neručí. **Životnost, přípravka:** Životnost rukavice závisí na podmínkách skladování. Při dodržení podmínek skladování a přípravka je životnost stanovena na 5 roky, měsic/ rok výroby a expirace je vyznačen na krabici. Preparát v původním balení. Likvidujte dle příslušných zákonů o odpadu. Prohlášení o shodě naleznete zde: www.canis.cz u jednotlivých výrobků v listě „Dokumenty“.

Informácie pre používateľa **OOP KATEGÓRIE I**

Výrobce požadovaný **Nariadenia (EÚ) 2016/425**. Sú súhlasy s **Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych prostriedkoch (trieda I).**

Návod na použitie:

Tieto rukavice sú vyrobené z vysokého kvalitatívneho latexu. Sú určené len pre minimálne riziko. Použitky ochrany rúk pred negatívne/negatívne – čistiacimi prostriedkami so slabým pôsobením a ľahko zrušiteľným účinkom [kukavice zaisťujú ochrany pred zriedenými saponátovými roztokmi, t.j. Rukavice na lekárske účely, nesterilné, zdravotníckymi prostriedkami triedy I, EN 155-1:23. Nasadzujte ich na čisté a suché ruky.

Upozornenie:

Matériál rukavice je posilňovaný petroleom, minerálnymi olejmi, tukmi a organickými rozpúšťadlami. Rukavice sú vyrobené z prírodného latexu, ktorý môže vyvolať alergické reakcie vrátane anafylaktickej reakcie. Pri podráždení pokožky alebo alergických reakcií rukavice ďalej nepoužívajte a vyhľadajte lekára.

Nepoužívajte posilňované rukavice. Nepoužívajte na manipuláciu so ostrými predmetmi, plameňom či horúciimi alebo zahriatymi predmetmi. Náchylná rana chemikáliami, biologickými, mechanickými a inými rizikami! Rukavice sú ľahko púrované.

Tieto rukavice nemajú pie krypté záškody. Skladujte v suchom a dobre vetranom priestore. Prílišná vlhkosť vzduchu, teplota alebo intenzívne svetlo môžu ovplyvniť kvalitu rukavice. Za takto vzniknuté poškodenia zodpovedáme **Zvornosť, prepára:** Zvornosť rukavice závisí od podmienok skladovania. Pri dodržaní životnosti skladovania a prepára je životnosť stanovená na 5 rokov, mesačný rok výroby a expirácia sú vyznačené na krabíčke.

Prepára v pôvodnom balení. Likvidujte podľa príslušných zákonov o odpade. Vyhlásenie o zhode nájdete tu: www.canis.cz, u jednotlivých výrobkov v zisku „**Informácie**“.

Informacje dla użytkownika

Spełnia wymagania **Rozporządzenia (EU) 2016/425**. Jest zgodny z **Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/745 o wyrobach medycznych (klasa I)**.

Intencja zastosowania: Niniejsze rękawice są produkowane do: wysokiej jakości zrysu. Są przeznaczone do stosowania jedynie w warunkach minimalnego ryzyka. Chronią ręce przed nieagresywnymi nieczystościami – środkami czyszczącymi za słabym działaniem i łagodnym uśmierzaniem skutkiem (rękawice zapewniają ochronę przed nieciercierzanymi rozciernieniami skóry pięknymi i t.d.). Rękawice do badań lekarskich, niesterylne, wyrobki medyczne klasy I, EN 455-1/2/3.

Zakładka rękawice na czyste i suche ręce.

Uwaga: Materiał rękawic jest nieuszczelniony przez nacięcia, duże minieralne, twardsze i rozpuszczalne substancje. Rękawice wykonane są z naturalnego lateksu, który może powodować reakcje alergiczne, w tym reakcje anafilaktyczne. W przypadku podrażnienia skóry lub objawów alergicznych nie należy używać rękawic i zasięgnąć porady lekarza. Nie używamy używanych rękawic. Nie używamy ich do manipulacji z ostrymi przedmiotami, płomieniem lub gorącymi albo podrażnionymi powierzchniami. Rękawice nie chronią przed zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi, mechanicznymi i innymi. Rękawice są tylko podstawne. Niniejsze rękawice nie mają w całym zakresie podległości. Przechowywać w suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nadmierne wilgotność powietrza, wysoka temperatura lub intensywne światło mogą wpłynąć na jakość rękawic.

za powstałe w tym sposobie uszkodzenia dostawcy nie ponosi odpowiedzialności. **Wydawca, transport, dostawa** do warunków składowania. Przed przetranszowaniem warunków składowania: transport, ich wyznaczniki jest określone na 5 lat, miesiąc/ rok produkcji i termin ważności są zaznaczone na pudełku. Przeważi się w oryginalnym opakowaniu. Wyłącznie zgodnie z odpowiednimi przepisami o odpadach. Deklaracja zgodności można znaleźć tutaj: www.canis.cz, dla odpowiednich wyrobów są za zakładkę „Dokumenty”.

User informations **PPE of the I category**

Complies with the requirements of Regulation (EU) 2016/425. They are in compliance with the Regulation (EU) 2017/745 concerning medical devices (class I).

Instructions for use:

The gloves are made of high-quality latex. The gloves are designed for minimum safety risk. The gloves provide protection of hands against non-aggressive dirt - weak detergents with easily rectifiable impact (the gloves provide protection against diluted detergents etc.). The gloves are intended for medical examination; they are a non-sterile medical item, class I, EN 455-1/2/3. Put the gloves on dry and clean hands.

Please note:

The material of gloves may be damaged by kerosene, mineral oils, fats or organic solvents. The gloves are made of natural latex, which may cause an allergic reaction, including anaphylactic shock. If skin irritation or allergic reaction do not use gloves and contact your doctor immediately. Do not use damaged gloves. Do not use the gloves for handling sharp objects, flames or hot or heated objects. The gloves do not protect against chemical, biological, mechanical, or other risks! A little powder is applied on the gloves. The gloves do not provide full coverage of wrists. Storing: They should be kept in a dry and well ventilated room. Excessive humidity, temperature, or intensive light may influence quality of gloves. The supplier doesn't provide warranty for such damage. **Expiration life and transport:** The shelf life is set at 5 years, provided the storage and transport conditions are observed. The month/year of production and expiration is marked on the box. Transport the product in the original packaging. The gloves should be disposed of in accordance with the waste act. The Declaration of Conformity can be found here: www.canis.cz/ for individual products. In the bar "Downloads"

208*109*60mm



208*109*60mm

