

208*109*60mm



RĘKAWICE WINYLOWE



rozmiar / size
7,5 - 8 (M)



3530 001 113 08

VINYL GLOVES



LOT



- / Nesterilní / Nesterilné / Niesterylne / Non-sterile
- / Bez silikonu / Bez silikonu / Bez silikonu / Silicone free
- / Bezlatexové / Bez latexu / Bez lateksu / Latex free
- / Jednorázové / Jednorazové / Jednorazowe / Disposable
- / Vyšetřovací / Wyšetrowacie / Do badań lekarskich / Examination
- / Lehce pudřené / Zľahka pudrované / Lekko pudrowane / Slightly powdered
- / Obouruké / Obojručné / Oburęczne / Ambidextrous
- / Jen pro minimální rizika / Len pre minimálne riziká / Tylko dla ryzyka minimalnego / Minimum safety risk only

100
kusů / kusov
sztuk / pieces

MOSE

3530 001 113 08

EN 420:2003+A1:2009
EN 455-1/2/3



AQL ≤ 1.5

Dowaga / Dowaga / Importer / Importer
CANIS SAFETY s.p.a. Právník 200/03, Modřice, 193 00, Praha 9,
Czech Republic
www.canis.cz

Výrobce / Výrobce / Manufacturer:
P. Hlava Látání, J. Kopa, Doupčín 35, Doupčín 19415 - Modřice
www.canis.cz

Mediell GmbH Borkstrasse 10, 48153 Münster, Germany

EC REP



VINYLOVÉ RUKAVICE



velikost / veľkosť
7,5 - 8 (M)



CS

Informace pro uživatele

Vyhovuje požadavkům Nařízení (EU) 2016/425. Jsou v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích (třída I).

Návod k použití:

Tyto rukavice jsou vyrobeny z vysoce kvalitního vinylu. Jsou určeny jen pro minimální rizika. Poskytují ochranu rukou před neagresivními nečistotami - čistícími prostředky se slabým působením a snadno zrušitelným účinkem (rukavice zajišťují ochranu před zředěnými saponátovými roztoky atd.) Rukavice pro lékařské vyšetření, nesterilní, zdravotnický prostředek třídy I, EN 455-1/2/3. Rukavice nasazujte na čisté a suché ruce.

Upozornění:

Materiál rukavic je poškozován petrolejem, minerálními oleji, tuky a organickými rozpouštědly. Tento výrobek neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo u kterých je podezření, že mají nepříznivý vliv na hygienu nebo zdraví uživatele. Přesto materiály, které přicházejí do styku s pokožkou uživatele, mohou být u citlivých osob příčinou alergických reakcí. Při podráždění kůže nebo alergické reakci rukavice dále nepoužívejte a vyhledejte lékaře. Nepoužívejte poškozené rukavice. Nepoužívejte na manipulaci s ostrými předměty, plamenem či horkými nebo zahřátými předměty. Rukavice nechrání před chemickými, biologickými, mechanickými a jinými riziky! Rukavice jsou lehce pudřené. Tyto rukavice nemají plně kryté zápěstí. Skladujte v suchých a dobře větráných místnostech. Přílišná vlhkost vzduchu, teplota nebo intenzivní světlo mohou ovlivnit kvalitu rukavic. Za takto vzniklá poškození dodavatel neručí. Životnost, přeprava: Životnost rukavic závisí na podmínkách skladování. Při dodržení podmínek skladování a přepravy je životnost stanovena na 5 let, měsíc / rok výroby a expirace je vyznačen na krabici. Přepravte v původním balení. Likvidujte podle příslušných zákonů o odpadu. Vyhlášení o shodě naleznete zde: www.canis.cz, u jednotlivých výrobků v listě - „Dokumenty“.

SK

Informácie pre používateľa

Vyhovuje požiadavkám Nariadenia (EÚ) 2016/425. Sú v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych prostriedkoch (trieda I).

Návod na použitie:

Tieto rukavice sú vyrobené z vysoko kvalitného latexu. Sú určené len pre minimálne riziká. Poskytujú ochranu rúk pred neagresívnymi nečistotami - čistiacimi prostriedkami so slabým pôsobením a ľahko zrušiteľným účinkom (rukavice zaisťujú ochranu pred zriedenými saponátovými roztokmi, atď.) Rukavice na lekárske vyšetrovanie, nesterilné, zdravotnícky prostriedok triedy I, EN 455-1/2/3. Nasadzujte ich na čisté a suché ruky.

Upozornenie:

Materiál rukavíc je poškodzovaný petrolejom, minerálnymi olejmi, tukmi a organickými rozpúšťadlami. Tento výrobok neobsahuje žiadne látky, o ktorých je známe alebo u ktorých je podozrenie, že majú nepriaznivý vplyv na hygienu alebo zdravie používateľa. Napriek tomu materiály, ktoré prichádzajú do styku s pokožkou používateľa, môžu byť u citlivých osôb príčinou alergických reakcií. Pri podráždení kože alebo alergickej reakcii rukavice ďalej nepoužívajte a vyhľadajte lekára. Nepoužívajte poškodené rukavice. Nepoužívajte na manipuláciu s ostrými predmetmi, plameňom či horúciimi alebo zahriatymi predmetmi. Nechránia pred chemickými, biologickými, mechanickými a inými rizikami! Rukavice sú ľahko pudrované. Tieto rukavice nemajú plne kryté zápästie. Skladujte v suchých a dobre vetraných miestnostiach. Prílišná vlhkosť vzduchu, teplota alebo intenzívne svetlo môžu ovplyvniť kvalitu rukavíc. Za takto vzniknuté poškodenia dodávateľ neručí. Životnosť, preprava: Životnosť rukavíc závisí od podmienok skladovania. Pri dodržaní podmienok skladovania a prepravy je životnosť stanovená na 5 rokov, mesiac/rok výroby a expirácia sú vyznačené na krabici. Prepravujte v pôvodnom balení. Likvidujte podľa príslušných zákonov o odpade. Vyhlásenie o zhode nájdete tu: www.canis.cz, u jednotlivých výrobkov v liste - „Dokumenty“.

PL

Informacje dla użytkownika

Spełnia wymagania Rozporządzenia (UE) 2016/425. Jest zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/745 o wyrobach medycznych (klasa I).

Instrukcja zastosowania: Niniejsze rękawice są wyprodukowane z wysokiej jakości lateksu. Są przeznaczone do stosowania jedynie w warunkach minimalnego ryzyka. Chronią ręce przed nieagresywnymi nieczystościami - środkami czyszczącymi ze słabym działaniem i łatwo usuwalnym skutkiem (rękawice zapewniają ochronę przed rozcieńczonymi roztworami środkami porożnymi itp.) Rękawice do badań lekarskich, niesterylne, wyrobów medycznych klasy I, EN 455-1/2/3. Zakładaj rękawice na czyste i suche ręce. Uwaga: Materiał rękawic jest niszczone przez naftę, oleje mineralne, tłuszcze i rozpuszczalniki organiczne. Ten wyrob nie zawiera żadnych substancji, o których wiadomo, że do których jest podejrzenie, że mają niekorzystny wpływ na higienę albo zdrowie użytkownika. Mimo to materiały, które stykają się ze skórą użytkownika, w przypadku osób wrażliwych, mogą stać się przyczyną reakcji alergicznych. Przy podrażnieniu skóry albo reakcji alergicznej z rękawic dalej nie korzystajcie. Nie używajcie ich do manipulacji z ostrymi przedmiotami, płomieniem lub gorącymi albo podgrzanyimi przedmiotami. Rękawice nie chronią przed zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi, mechanicznymi i innymi. Łatko pudrowane. Niniejsze rękawice nie mają w całości zakrytego nadgarstka. Przechowywać w suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nadmierne wilgotność powietrza, wysoka temperatura lub intensywne światło mogą wpłynąć na jakość rękawic. Za powstanie w ten sposób uszkodzenia dostawca nie ponosi odpowiedzialności. Żywność, transport: Żywność rękawic zależy od warunków składowania. Przy przestrzeganiu warunków składowania i transportu, ich żywoność jest określona na 5 lat, miesiąc/rok produkcji i termin ważności są zaznaczone na pudełku. Przewozić się je w oryginalnym opakowaniu. Utylizować zgodnie z odpowiednimi przepisami o odpadach. Deklarację zgodności można znaleźć tutaj: www.canis.cz, dla poszczególnych wyrobów są w zakładce „Dokumenty“.

EN

User informations

Complies with the requirements of Regulation (EU) 2016/425. They are in compliance with the Regulation (EU) 2017/745 concerning medical devices (class I).

Instructions for use:

The gloves are made of high-quality latex. They are designed for minimum safety risk. The gloves provide protection of hands against non-aggressive dirt - weak detergents with easily rectifiable impact (the gloves provide protection against diluted detergents etc.). The gloves are intended for medical examination; they are a non-sterile medical item, class I, EN 455-1/2/3. Put the gloves on dry and clean hands.

Please note:

The material of gloves may be damaged by kerosene, mineral oils, fats or organic solvents. This product does not contain any substances known or suspected to adversely affect the hygiene or health of users. Nevertheless, the materials which may come into contact with skin of the user may cause allergic reaction at some sensitive people. Do not use gloves any more, if you notice any skin irritation or allergic reaction. In that case consult a doctor. Do not use damaged gloves. Do not use the gloves for handling sharp objects, flames or hot or heated objects. The gloves do not protect against chemical, biological, mechanical, or other risks! A little powder is applied on the gloves. The gloves do not provide full coverage of wrists. Storing: They should be kept in a dry and well ventilated room. Excessive humidity, temperature, or intensive light may influence quality of gloves. The supplier doesn't provide warranty for such damage. Expiration life and transport: The shelf life is set at 5 years, provided the storage and transport conditions are observed. The month/year of production and expiration is marked on the box. Transport the product in the original packaging. The gloves should be disposed of in accordance with the Waste act. The Declaration of Conformity can be found here: www.canis.cz; for individual products, in the bar "Downloads".

208*109*60mm



1

RĘKAWICE WINYLOWE



rozmiar / size
(1) 6 - 5,8



3530 001 113 09

VINYL GLOVES



LOT



- / Nesterilní / Nesterilné / Niesterylne / Non-sterile
- / Bez silikonu / Bez silikónu / Bez silikonu / Silicone free
- / Bezlatexové / Bez latexu / Bez lateksu / Latex free
- / Jednorázové / Jednorazové / Jednorazowe / Disposable
- / Vyšetřovací / Vyšetřovacie / Do badań lekarskich / Examination
- / Lehce pudřené / Zľahka pudrované / Lekko pudrowane / Slightly powdered
- / Obouruké / Obojručné / Oburęczne / Ambidextrous
- / Jen pro minimální rizika / Len pre minimálne riziká / Tylko dla ryzyka minimalnego / Minimum safety risk only

100
kusů / kusov
sztuk / pieces

MOSE

3530 001 113 09

VINYLOVÉ RUKAVICE



velikost / veľkosť
8,5 - 9 (L)

VINYLOVÉ RUKAVICE

1

EN 420-2003+A1:2009
EN 455-1/2/3



22
PAP



AQL ≤ 1.5

Dovozce / Dovozca / Importer / Importer
CANIS SAFETY s.r.o. Provozárská 265/3, Praha 9
Czech Republic
www.canis.cz

Výrobce / Výrobca / Producer / Manufacturer
P. Hlava Látání, J. Kopa, Džup, Kín, 35, Depak, 19415 - Indonésie
www.canis.cz

Mediell GmbH Borkstrasse 10, 48153 Münster, Germany

EC REP

CS

Informace pro uživatele

Vyhovuje požadavkům Nařízení (EU) 2016/425. Jsou v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích (třída I).

Návod k použití:

Tyto rukavice jsou vyrobeny z vysoce kvalitního vinylu. Jsou určeny jen pro minimální rizika. Poskytují ochranu rukou před neagresivními nečistotami - čistícími prostředky se slabým působením a snadno zrušitelným účinkem (rukavice zajišťují ochranu před zředěnými saponátovými roztoky atd.) Rukavice pro lékařské vyšetření, nesterilní, zdravotnický prostředek třídy I, EN 455-1/2/3. Rukavice nasazujte na čisté a suché ruce.

Upozornění:

Materiál rukavic je poškozován petrolejem, minerálními oleji, tuky a organickými rozpouštědly. Tento výrobek neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo u kterých je podezření, že mají nepříznivý vliv na hygienu nebo zdraví uživatele. Přesto materiály, které přicházejí do styku s pokožkou uživatele, mohou být u citlivých osob příčinou alergických reakcí. Při podráždění kůže nebo alergické reakci rukavice dále nepoužívejte a vyhledejte lékaře. Nepoužívejte poškozené rukavice. Nepoužívejte na manipulaci s ostrými předměty, plamenem či horkými nebo zahřátými předměty. Rukavice nechrání před chemickými, biologickými, mechanickými a jinými riziky! Rukavice jsou lehce pudřené. Tyto rukavice nemají plně kryté zápěstí. Skladujte v suchých a dobře větráných místnostech. Přílišná vlhkost vzduchu, teplota nebo intenzivní světlo mohou ovlivnit kvalitu rukavic. Za takto vzniklá poškození dodavatel neručí. Životnost, přeprava: Životnost rukavic závisí na podmínkách skladování. Při dodržení podmínek skladování a přepravy je životnost stanovena na 5 let, měsíc / rok výroby a expirace je vyznačen na krabici. Přepravte v původním balení. Likvidujte podle příslušných zákonů o odpadu. Vyhlášení o shodě naleznete zde: www.canis.cz, u jednotlivých výrobků v listě - „Dokumenty“.

SK

Informácie pre používateľa

Vyhovuje požiadavkám Nariadenia (EÚ) 2016/425. Sú v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych prostriedkoch (trieda I).

Návod na použitie:

Tieto rukavice sú vyrobené z vysoko kvalitného latexu. Sú určené len pre minimálne riziká. Poskytujú ochranu rúk pred neagresívnymi nečistotami - čistiacimi prostriedkami so slabým pôsobením a ľahko zrušiteľným účinkom (rukavice zaisťujú ochranu pred zriedenými saponátovými roztokmi, atď.) Rukavice na lekárske vyšetrovanie, nesterilné, zdravotnícky prostriedok triedy I, EN 455-1/2/3. Nasádzajte ich na čisté a suché ruky.

Upozornenie:

Materiál rukavíc je poškodzovaný petrolejom, minerálnymi olejmi, tukmi a organickými rozpúšťadlami. Tento výrobok neobsahuje žiadne látky, o ktorých je známe alebo u ktorých je podozrenie, že majú nepriaznivý vplyv na hygienu alebo zdravie používateľa. Napriek tomu materiály, ktoré prichádzajú do styku s pokožkou používateľa, môžu byť u citlivých osôb príčinou alergických reakcií. Pri podráždení kože alebo alergickej reakcii rukavice ďalej nepoužívajte a vyhľadajte lekára. Nepoužívajte poškodené rukavice. Nepoužívajte na manipuláciu s ostrými predmetmi, plameňom či horúciimi alebo zahriatymi predmetmi. Nechránia pred chemickými, biologickými, mechanickými a inými rizikami! Rukavice sú ľahko pudrované. Tieto rukavice nemajú plne kryté zápästie. Skladujte v suchých a dobre vetraných miestnostiach. Prílišná vlhkosť vzduchu, teplota alebo intenzívne svetlo môžu ovplyvniť kvalitu rukavíc. Za takto vzniknuté poškodenia dodávateľ neručí. Životnosť, preprava: Životnosť rukavíc závisí od podmienok skladovania. Pri dodržaní podmienok skladovania a prepravy je životnosť stanovená na 5 rokov, mesiac/rok výroby a expirácia sú vyznačené na krabici. Prepravujte v pôvodnom balení. Likvidujte podľa príslušných zákonov o odpade. Vyhlásenie o zhode nájdete tu: www.canis.cz, u jednotlivých výrobkov v liste - „Dokumenty“.

PL

Informacje dla użytkownika

Spełnia wymagania Rozporządzenia (UE) 2016/425. Jest zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/745 o wyrobach medycznych (klasa I).

Instrukcja zastosowania: Niniejsze rękawice są wyprodukowane z wysokiej jakości lateksu. Są przeznaczone do stosowania jedynie w warunkach minimalnego ryzyka. Chronią ręce przed nieagresywnymi nieczystościami - środkami czyszczącymi ze słabym działaniem i łatwo usuwalnym skutkiem (rękawice zapewniają ochronę przed rozcieńczonymi roztworami środkami porożnymi itp.) Rękawice do badań lekarskich, niesterylne, wyrob medyczny klasy I, EN 455-1/2/3. Zakładaj rękawice na czyste i suche ręce. Uwaga: Materiał rękawic jest niszczoney przez naftę, oleje mineralne, tłuszcze i rozpuszczalniki organiczne. Ten wyrob nie zawiera żadnych substancji, o których wiadomo, że do których jest podejrzenie, że mają niekorzystny wpływ na higienę albo zdrowie użytkownika. Mimo to materiały, które stykają się ze skórą użytkownika, w przypadku osób wrażliwych, mogą stać się przyczyną reakcji alergicznych. Przy podrażnieniu skóry albo reakcji alergicznej z rękawic dalej nie korzystajcie. Nie używajcie ich do manipulacji z ostrymi przedmiotami, płomieniem lub gorącymi albo podgrzanyimi przedmiotami. Rękawice nie chronią przed zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi, mechanicznymi i innymi. Łatko pudrowane. Niniejsze rękawice nie mają w całości zakrytego nadgarstka. Przechowywać w suchych i dobrze wietrzonych pomieszczeniach. Nadmierne wilgotność powietrza, wysoka temperatura lub intensywne światło mogą wpłynąć na jakość rękawic. Za powstanie w ten sposób uszkodzenia dostawca nie ponosi odpowiedzialności. Żywność, transport: Żywność rękawic zależy od warunków składowania. Przy przestrzeganiu warunków składowania i transportu, ich żywoność jest określona na 5 lat, miesiąc/rok produkcji i termin ważności są zaznaczone na pudełku. Przewozić się je w oryginalnym opakowaniu. Utylizować zgodnie z odpowiednimi przepisami o odpadach. Deklarację zgodności można znaleźć tutaj: www.canis.cz, dla poszczególnych wyrobów w zakładce „Dokumenty“.

EN

User informations

Complies with the requirements of Regulation (EU) 2016/425. They are in compliance with the Regulation (EU) 2017/745 concerning medical devices (class I).

Instructions for use:

The gloves are made of high-quality latex. They are designed for minimum safety risk. The gloves provide protection of hands against non-aggressive dirt - weak detergents with easily rectifiable impact (the gloves provide protection against diluted detergents etc.). The gloves are intended for medical examination; they are a non-sterile medical item, class I, EN 455-1/2/3. Put the gloves on dry and clean hands.

Please note:

The material of gloves may be damaged by kerosene, mineral oils, fats or organic solvents. This product does not contain any substances known or suspected to adversely affect the hygiene or health of users. Nevertheless, the materials which may come into contact with skin of the user may cause allergic reaction at some sensitive people. Do not use gloves any more, if you notice any skin irritation or allergic reaction. In that case consult a doctor. Do not use damaged gloves. Do not use the gloves for handling sharp objects, flames or hot or heated objects. The gloves do not protect against chemical, biological, mechanical, or other risks! A little powder is applied on the gloves. The gloves do not provide full coverage of wrists. Storing: They should be kept in a dry and well ventilated room. Excessive humidity, temperature, or intensive light may influence quality of gloves. The supplier doesn't provide warranty for such damage. Expiration life and transport: The shelf life is set at 5 years, provided the storage and transport conditions are observed. The month/year of production and expiration is marked on the box. Transport the product in the original packaging. The gloves should be disposed of in accordance with the Waste act. The Declaration of Conformity can be found here: www.canis.cz; for individual products, in the bar "Downloads".

208*109*60mm



RĘKAWICE WINYLOWE

rozměr / size
10 (XL) - 9,5



VINYL GLOVES



- / Nesterilní / Nesterilné / Niesterylne / Non-sterile
- / Bez silikonu / Bez silikónu / Bez silikonu / Silicone free
- / Bezlatexové / Bez latexu / Bez lateksu / Latex free
- / Jednorázové / Jednorazové / Jednorazowe / Disposable
- / Vyšetřovací / Vyšetřovacie / Do badań lekarskich / Examination
- / Lehce pudřené / Zľahka pudrované / Lekko pudrowane / Slightly powdered
- / Obouruké / Obojručné / Oburęczne / Ambidextrous
- / Jen pro minimální rizika / Len pre minimálne riziká / Tylko dla ryzyka minimalnego / Minimum safety risk only

100
kusů / kusov
sztuk / pieces

MOSE

3530 001 113 10

EN 420-2003+A1:2009
EN 455-1/2/3



AQL ≤ 1.5

Dowaga / Dowaga / Importer / Importer
CANIS SAFETY s.p. z o.o. (Poland) 193 001 - Praha 9
Czech Republic
www.canis.cz

Výrobce / Výrobce / Manufacturer
P. Hájek, Ústí nad Labem, 193 001 - Praha 9
Czech Republic
www.canis.cz

Medline GmbH Borkstrasse 10, 48153 Münster, Germany

EC REP

CS

Informace pro uživatele

Vyhovuje požadavkům Nařízení (EU) 2016/425. Jsou v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích (třída I).

Návod k použití:

Tyto rukavice jsou vyrobeny z vysoce kvalitního vinylu. Jsou určeny jen pro minimální rizika. Poskytují ochranu rukou před neagresivními nečistotami - čistícími prostředky se slabým působením a snadno zrušitelným účinkem (rukavice zajišťují ochranu před zředěnými saponátovými roztoky atd.) Rukavice pro lékařské vyšetření, nesterilní, zdravotnický prostředek třídy I, EN 455-1/2/3. Rukavice nasazujte na čisté a suché ruce.

Upozornění:

Materiál rukavic je poškozován petrolejem, minerálními oleji, tuky a organickými rozpouštědly. Tento výrobek neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo u kterých je podezření, že mají nepříznivý vliv na hygienu nebo zdraví uživatele. Přesto materiály, které přicházejí do styku s pokožkou uživatele, mohou být u citlivých osob příčinou alergických reakcí. Při podráždění kůže nebo alergické reakci rukavice dále nepoužívejte a vyhledejte lékaře. Nepoužívejte poškozené rukavice. Nepoužívejte na manipulaci s ostrými předměty, plamenem či horkými nebo zahřátými předměty. Rukavice nechrání před chemickými, biologickými, mechanickými a jinými riziky! Rukavice jsou lehce pudřené. Tyto rukavice nemají plně kryté zápěstí. Skladujte v suchých a dobře větráných místnostech. Přílišná vlhkost vzduchu, teplota nebo intenzivní světlo mohou ovlivnit kvalitu rukavic. Za takto vzniklá poškození dodavatel neručí. Životnost, přeprava: Životnost rukavic závisí na podmínkách skladování. Při dodržení podmínek skladování a přepravy je životnost stanovena na 5 let, měsíc / rok výroby a expirace je vyznačen na krabici. Přepravte v původním balení. Likvidujte podle příslušných zákonů o odpadech. Vyhlášení o shodě naleznete zde: www.canis.cz, u jednotlivých výrobků v listě - „Dokumenty“.

SK

Informácie pre používateľa

Vyhovuje požiadavkám Nariadenia (EÚ) 2016/425. Sú v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych prostriedkoch (trieda I).

Návod na použitie:

Tieto rukavice sú vyrobené z vysoko kvalitného latexu. Sú určené len pre minimálne riziká. Poskytujú ochranu rúk pred neagresívnymi nečistotami - čistiacimi prostriedkami so slabým pôsobením a ľahko zrušiteľným účinkom (rukavice zaisťujú ochranu pred zriedenými saponátovými roztokmi, atď.) Rukavice na lekárske vyšetrovanie, nesterilné, zdravotnícky prostriedok triedy I, EN 455-1/2/3. Nasadzujte ich na čisté a suché ruky.

Upozornenie:

Materiál rukavíc je poškodzovaný petrolejom, minerálnymi olejmi, tukmi a organickými rozpúšťadlami. Tento výrobok neobsahuje žiadne látky, o ktorých je známe alebo u ktorých je podozrenie, že majú nepriaznivý vplyv na hygienu alebo zdravie používateľa. Napriek tomu materiály, ktoré prichádzajú do styku s pokožkou používateľa, môžu byť u citlivých osôb príčinou alergických reakcií. Pri podráždení kože alebo alergickej reakcii rukavice ďalej nepoužívajte a vyhľadajte lekára. Nepoužívajte poškodené rukavice. Nepoužívajte na manipuláciu s ostrými predmetmi, plameňom či horúciimi alebo zahriatymi predmetmi. Nechránia pred chemickými, biologickými, mechanickými a inými rizikami! Rukavice sú ľahko pudrované. Tieto rukavice nemajú plne kryté zápästie. Skladujte v suchých a dobre vetraných miestnostiach. Prílišná vlhkosť vzduchu, teplota alebo intenzívne svetlo môžu ovplyvniť kvalitu rukavíc. Za takto vzniknuté poškodenia dodávateľ neručí. Životnosť, preprava: Životnosť rukavíc závisí od podmienok skladovania. Pri dodržaní podmienok skladovania a prepravy je životnosť stanovená na 5 rokov, mesiac/rok výroby a expirácia sú vyznačené na krabici. Prepravte v pôvodnom balení. Likvidujte podľa príslušných zákonov o odpadoch. Vyhlásenie o zhode nájdete tu: www.canis.cz, u jednotlivých výrobkov v liste - „Dokumenty“.

PL

Informacje dla użytkownika

Spełnia wymagania Rozporządzenia (UE) 2016/425. Jest zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/745 o wyrobach medycznych (klasa I).

Instrukcja zastosowania: Niniejsze rękawice są wyprodukowane z wysokiej jakości lateksu. Są przeznaczone do stosowania jedynie w warunkach minimalnego ryzyka. Chronią ręce przed nieagresywnymi nieczystościami - środkami czyszczącymi ze słabym działaniem i łatwo usuwalnym skutkiem (rękawice zapewniają ochronę przed rozcieńczonymi roztworami środkami porożnymi itp.) Rękawice do badań lekarskich, niesterylne, wyrob medyczny klasy I, EN 455-1/2/3. Zakładaj rękawice na czyste i suche ręce. Uwaga: Materiał rękawic jest niszczone przez naftę, oleje mineralne, tłuszcze i rozpuszczalniki organiczne. Ten wyrob nie zawiera żadnych substancji, o których wiadomo, że mogą być szkodliwe dla zdrowia. Mimo to materiały, które stykają się ze skórą użytkownika, w przypadku osób wrażliwych, mogą stać się przyczyną reakcji alergicznych. Przy podrażnieniu skóry albo reakcji alergicznej z rękawic dalej nie korzystaj z nich. Nie używaj ich do manipulacji z ostrymi przedmiotami, płomieniem lub gorącymi albo podgrzanymi przedmiotami. Rękawice nie chronią przed zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi, mechanicznymi i innymi. Łatwo pudrowane. Niniejsze rękawice nie mają w całości zakrytego nadgarstka. Przechowywać w suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nadmierne wilgotność powietrza, wysoka temperatura lub intensywne światło mogą wpłynąć na jakość rękawic. Za powstanie w ten sposób uszkodzenia dostawca nie ponosi odpowiedzialności. Żywność, transport: Żywność rękawic zależy od warunków składowania. Przy przestrzeganiu warunków składowania i transportu, ich żywoność jest określona na 5 lat, miesiąc/rok produkcji i termin ważności są zaznaczone na pudełku. Przewozić się je w oryginalnym opakowaniu. Utylizować zgodnie z odpowiednimi przepisami o odpadach. Deklarację zgodności można znaleźć tutaj: www.canis.cz, dla poszczególnych wyrobów są w zakładce „Dokumenty“.

EN

User informations

Complies with the requirements of Regulation (EU) 2016/425. They are in compliance with the Regulation (EU) 2017/745 concerning medical devices (class I).

Instructions for use:

The gloves are made of high-quality latex. They are designed for minimum safety risk. The gloves provide protection of hands against non-aggressive dirt - weak detergents with easily rectifiable impact (the gloves provide protection against diluted detergents etc.). The gloves are intended for medical examination; they are a non-sterile medical item, class I, EN 455-1/2/3. Put the gloves on dry and clean hands.

Please note:

The material of gloves may be damaged by kerosene, mineral oils, fats or organic solvents. This product does not contain any substances known or suspected to adversely affect the hygiene or health of users. Nevertheless, the materials which may come into contact with skin of the user may cause allergic reaction at some sensitive people. Do not use gloves any more, if you notice any skin irritation or allergic reaction. In that case consult a doctor. Do not use damaged gloves. Do not use the gloves for handling sharp objects, flames or hot or heated objects. The gloves do not protect against chemical, biological, mechanical, or other risks! A little powder is applied on the gloves. The gloves do not provide full coverage of wrists. Storing: They should be kept in a dry and well ventilated room. Excessive humidity, temperature, or intensive light may influence quality of gloves. The supplier doesn't provide warranty for such damage. Expiration life and transport: The shelf life is set at 5 years, provided the storage and transport conditions are observed. The month/year of production and expiration is marked on the box. Transport the product in the original packaging. The gloves should be disposed of in accordance with the Waste act. The Declaration of Conformity can be found here: www.canis.cz; for individual products, in the bar "Downloads".